



AXCENT ACRYLIC™

15 Minute Denture Base

CADMIUM FREE

Processing Instructions

Complies with ISO 20795-1:2008 Specification Type I, Class 1
Use with Garreco Axcent Acrylic 15 Minute Liquid Monomer

INTENDED USE:

For the fabrication of dental appliances.

CAUTION:

This product is to be used only under the supervision of a licensed dental practitioner.

INDICATION(S) FOR USE:

Garreco Axcent Acrylic 15 Minute Denture Base is a fast-cure acrylic resin for denture bases.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

IF ON SKIN: May be irritating to skin in some sensitive individuals, especially after prolonged and/or repeated contact. IF INHALED: May be irritated by gross overexposure, no matter how generated. IF SWALLOWED: Not expected to cause any harmful effects. Ingestion of large amounts may be irritating if product is swallowed, may cause nausea, headache, vomiting and/or diarrhea. IF IN EYES: May be irritating to the eyes by gross overexposure, no matter how generated. Symptoms of overexposure may include redness, itching, irritation and watering. Keep dust out of eyes.

CONTRAINDICATION(S):

Do not use with patients with a known allergy to methacrylates or other components of the product.

ADVERSE REACTION(S):

Reversible inflammatory changes of the oral mucosa may occur with susceptible persons.

STANDARD INSTRUCTIONS:

No Trial Pack Method

1. Wax, invest, and boil out the case as usual.
2. Apply Separating Film to the gypsum surfaces before mixing the acrylic.
3. Mixing and packing:
 - a. Add by volume 3 parts powder to 1 part of #1 heat cure liquid (23.4 g powder / 10 ml liquid), spatulate approximately 45 seconds. Let stand until mix is of doughy consistency (5-8 minutes). Transfer to a moist warm flask, not more than 45°C (115°F) and pat into place with fingers covered with moist cellophane or latex gloves. Be certain the flask contains an excess of material before closing.
 - b. Close flask immediately to full metal closure. Overflow should be observed on complete perimeter of flask. If overflow is noted, the flask is full and need not be reopened.
 - c. Place the flask in boiling water. Allow the water to get back to a rolling boil before starting a timer for 15 minutes.
 - d. After 15 minutes, remove the flask from the boiling water. Bench cool approximately 15-20 minutes before deflasking.

Repairs

Repairs to processed material can be made with Denture Base Repair Material, following the instructions provided.

LIBRE DE CADMIO

Instrucciones de procesamiento

Cumple con ISO 20795-1: 2008 especificación tipo I, clase 1
Uso con Garreco Axcent Acrylic 15 Minute monómero líquido

USO PREVISTO:

Para la fabricación de los aparatos dentales.

PRECAUCIÓN:

Este producto debe ser utilizado solamente bajo la supervisión de un profesional dental con licencia.

INDICACIÓN DE LA (S) PARA SU USO:

Garreco Axcent Acrylic 15 Minute Denture Base es una resina acrílica de rápida curación para bases de prótesis.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

IF ON PIEL: Puede ser irritante a la piel en algunas personas sensibles, especialmente después del contacto prolongado y/o repetido. SI SE INHALA: Pueden irritarse por sobreexposición bruta, no importa cómo genera. SI SE INGIERE: No se espera causar efectos nocivos. Ingestión de grandes cantidades puede ser irritante si el producto es ingerido, puede causar náuseas, dolor de cabeza,

vómitos o diarrea. SI en OJOS: Puede ser irritante a los ojos por la sobre exposición bruta, sin importar cuán generada. Síntomas de exposición pueden incluir enrojecimiento, picazón, irritación y riego. Mantener el polvo fuera de ojos.

CONTRAINDICACIÓN(S):

Utilizar en pacientes con alergia conocida a los metacrilatos o a otros componentes del producto.

REACCIÓN ADVERSA(S):

Cambios inflamatorios reversibles de la mucosa oral pueden ocurrir con personas susceptibles.

INSTRUCCIONES ESTÁNDAR:

Ningún método de prensado de prueba

1. La cera, invertir y escaldar el caso como de costumbre.
2. Aplique la capa de separación a las superficies de yeso antes de mezclar el acrílico.
3. Mezcla y embalaje:
 - a. Añada por partes de polvo de volumen 3 a 1 parte de calor #1 cura líquido (23,4 g de polvo / líquido de 10 ml), mezclar aproximadamente 45 segundos. Deje reposar hasta que la mezcla es de consistencia pastosa (5-8 minutos). Transferir a un matraz caliente húmedo, no más que 45° C (115° F) y pat en su lugar con los dedos cubiertos con guantes de látex o de celofán húmedo. Asegúrese de que el frasco contiene un exceso de material antes del cierre.
 - b. Cerrar matraz inmediatamente al cierre completo de metal. Desbordamiento se observe el perímetro total del matraz. Si se observa el desbordamiento, el frasco está lleno y no necesita ser reabierto.
 - c. Coloque el frasco en agua hirviendo. Permitir que el agua volver a hervir antes de iniciar un temporizador de 15 minutos.
 - d. Después de 15 minutos, retire el matraz de agua hirviendo. Banco de enfriar unos 15-20 minutos antes deflasking.

Reparaciones

Reparación de material procesado puede hacerse con Material de reparación de Base de prótesis, siguiendo las instrucciones proporcionadas.

CADMIUM LIBRE

Instructions de traitement

Conforme à ISO 20795-1 : 2008 spécification de Type I, classe 1
Utilisation avec Garreco Axcent Acrylic 15 Minute monomère liquide acrylique

USAGE PRÉVU :

Pour la fabrication des appareils dentaires.

MISE EN GARDE :

Ce produit doit être utilisé uniquement sous la supervision d'un praticien autorisé.

INDICATION (S) D'EMPLOI :

Garreco Axcent Acrylic 15 Minute Denture Base est une résine acrylique de rapide-cure pour les bases de la prothèse.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :

IF PEAU : Peut être irritant pour la peau chez certaines personnes sensibles, surtout après un contact prolongé ou répété. CAS D'INHALATION : Peuvent être irrités par une surexposition brute, peu importe comment généré. En CAS d'INGESTION : Ne devrait pas causer d'effets nocifs. Ingestion de grandes quantités peut être irritante, si le produit est avalé, peut provoquer des nausées, de maux de tête, de vomissements ou de diarrhée. IF YEUX : Peut être irritant pour les yeux par une surexposition brute, peu importe comment généré. Les symptômes de surexposition peuvent inclure des rougeurs, des démangeaisons, irritations et arrosage. Garder la poussière hors des yeux.

Reportez-vous à la fiche signalétique de ce produit pour une liste complète des avertissements, précautions et mesures de premiers soins.

CONTRE-INDICATION(S) :

Ne pas utiliser avec des patients présentant une allergie connue aux méthacrylates ou d'autres composants du produit.

EFFET INDÉSIRABLE (S) :

Réversibles modifications inflammatoires de la muqueuse buccale peuvent se produire avec les personnes sensibles.

MODE STANDARD :

Aucune méthode de Pack d'essai

1. de la cire, investir et Ebouillanter le cas comme d'habitude.
2. appliquer le Film de séparation sur les surfaces de gypse avant de mélanger l'acrylique.
3. mélange et d'emballage :
 - a. Ajouter en poudre pièces volume 3 pour 1 part de chaleur #1 cure liquide (poudre de 23,4 g / 10 ml de liquide), spatulés environ 45 secondes. Laisser reposer jusqu'à ce que le mélange est la consistance pâteuse (5-8 minutes). Transférer dans un ballon chaud humide, pas plus de 45° C (115° F) et pat en place avec les doigts recouverts de cellophane humide ou des gants en latex. S'assurer que la fiole contient un excès de matériel avant la clôture.

- b. Refermer le flacon immédiatement à la fermeture en métal plein. Dépassement de capacité doit être observée sur un périmètre complet du ballon. Si le dépassement est constaté, le ballon est plein et ne doivent pas être rouvert.
- c. Placer le ballon dans l'eau bouillante. Permettre à l'eau revenir à ébullition avant de commencer une minuterie de 15 minutes.
- d. Après 15 minutes, enlever le ballon de l'eau bouillante. Banc refroidir environ 15-20 minutes avant démoulage.

Réparations

Matière traitée peuvent être dépannés avec matériau de réparation de Base de prothèse dentaire, suivant les instructions fournies.

MADE IN ENGLAND

Hecho en Inglaterra
Fabriqué aux Angleterre

Manufactured by:

Garreco, LLC
430 Hiram Road
Heber Springs, AR 72543
1-800-334-1443
Garreco.com